

Scooter électrique 4 roues «X-02»

Avantages :

Pour des déplacements en toute sécurité le Scooter 4 roues X-02 est idéal !

Le scooter X-02 est adaptable :

Le scooter 4 roues X-02 dispose d'une colonne de direction ajustable en inclinaison. Son siège est réglable en hauteur selon trois positions et il pivote à 360° pour faciliter l'installation du conducteur. Les accoudoirs du scooter sont escamotables, relevables et réglables. Le scooter est fourni avec un panier qui se place à l'avant pour transporter vos objets du quotidien comme un sac de course par exemple ainsi qu'un porte gourde.

Le scooter X-02 est transportable :

Baladez-vous en toute autonomie avec ce scooter. Le scooter électrique 4 roues X-02 est compact peut être transporté aisément en le démontant. Petit et compact, il se loge facilement dans le coffre d'une voiture pour participer à tous vos déplacements. Pour l'entretien du scooter électrique il suffit de retirer le carénage pour avoir accès aux différents éléments du scooter comme les batteries.

Caractéristiques :

Pilotable à une main
Démontable en 5 parties
Colonne de direction et siège réglables
Blocage de direction pour faciliter le transfert
Autonomie : 15 km (+/- 10%)
Vitesse Max : 8 km/h
Pente maximale en montée 12°
Dégagement au sol : 8.5 cm
Longueur : 108 cm
Largeur : 49 cm
Hauteur : 94 cm
4 roues pneus : 19.6 x 6 cm
Poids total : 44 kg
Matière: plastique recouvert de vinyle
Frein électronique régénérateur & frein électromagnétique
Puissance du moteur : 24 V 250 W
Type de batteries : 24V 12 AH
Chargeur externe : 24VCC 2A.
Homologation piéton
Poids maximal utilisateur : 120 kg
Référence Bleu (ref 115296) et rouge (ref 115297)



FT 115296/115297 V02 12/2023

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Documents et photos non contractuels