



LOTUS



FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

Design et Confort - Maniabilité exceptionnelle - Concept unique



Appui-tête standard

OU

Appui-tête cylindrique réglable en profondeur, hauteur et latéralement

Dossier souple 5 sangles pour un accompagnement optimal

Dossier préformé revêtement bi-matière microfibre

Accoudoirs désign rembourrés en microfibre, réglables en hauteur avec protèges vêtements

Freins accessibles

Coussin d'assise galbé en microfibre


Mono repose-jambes articulé assisté par vérin réglable en angle



Roues jumelles arrière



360°



Double repose-jambes

OU

FONCTIONS DE POSITIONNEMENT



Repose-jambes inclinables



Appui-tête



Dossier inclinable



Bascule d'assise

OPTIONS DISPONIBLES

- Tablette noire ou plexi
- Accoudoirs standards
- Accoudoirs hémiplegiques orientables
- Freins tierce-personne

Poids	32 kg (avec monobloc)
Poids max utilisateur	120 kg
Longueur Hors tout	109 cm (monobloc) 115 cm (RJA séparés) 96,8 cm (sans RJA)
Largeur Hors Tout	62 - 67 cm (châssis en 40) 67 - 72 cm (châssis en 45)
Roues avant	24" pneumatiques noirs 24" bandages noirs
Roues arrières	6"
Bascule d'assise	-5° à 20°
Largeur d'assise	40 - 45 cm 45 - 50 cm
Profondeur d'assise	44 - 50 cm (tous les 2 cm)
Hauteur sol/plaque d'assise	44 cm
Inclinaison de Dossier	90° à 124°
Hauteur dossier (sans coussin)	75 cm

Version Standard avec un revêtement Dartex disponible.