

# Forest 3

## FAUTEUIL ÉLECTRONIQUE - MIXTE

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, le FOREST 3 vous facilite le franchissement d'obstacles. Son palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusqu'à 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.

Compatible iPortal\*



### LE + VERMEIREN

Franchissement inégalé

Commande programmable Shark 2 sur version AA1 et AA2, commande DX2 basic sur version AA2 bis



Commande programmable DX2 LCD disponible en option



Revêtement aéré de l'assise et du dossier évitant tout problème de sudation

Assise et dossier électriques

Accoudoirs rabattables, réglables en hauteur, en profondeur, en inclinaison avec mémoire de position

Hauteur d'assise à partir de 415 mm

Palonnier avant articulé

Garde au sol de 75 mm




2x12V-80Ah   2x220W / 2x350W   6 km/h / 10 km/h   50km / 42km   9°   100   1320

\*iPortal est compatible avec l'ensemble des fauteuils roulant électroniques Vermeiren équipés d'une commande DX2 Basic, DX2 LCD, ou commande spéciale.



Power Buddy

Large choix d'accessoires et options



595	400	242-350	415-475	420-520	630	275-395	1185	126	130
610	450	242-350	(sur commande)	420-520	630	275-395	1185	126	130
650	500	242-350		420-520	630	275-395	1185	126	130