

Avantages :

Le fauteuil releveur Compact est un fauteuil de relaxation électrique 1 moteur. Sur ce fauteuil relax petite largeur le relève jambe et le dossier s'inclinent simultanément d'un simple appui sur la télécommande. Le fauteuil releveur Compact 1 moteur possède un carré d'assise en métal qui lui confère solidité et durabilité tout en préservant une assise confort et un excellent maintien. Spécialement conçu pour les petits espaces ce fauteuil saura trouver sa place dans votre intérieur.

Le fauteuil Compact 1 moteur est doté d'une belle qualité de revêtement qui s'observe notamment dans sa finition et ses coutures apparentes. Son look moderne et design ne vous laissera pas indifférent. Revêtement en 100% polyester disponible en couleur gris souris, non-déhoussable.

Le fauteuil s'incline jusqu'à 135° et supporte au maximum 130 kg.

Grâce à sa télécommande munie d'un port USB, vous pourrez recharger tous vos appareils connectés tels que votre tablette ou votre smartphone.

Garantie 2 ans.

Référence 115272



Fauteuil releveur «Compact» 1 moteur

Caractéristiques :

Couleur : Gris souris
Alimentation : Secteur 220V +/- 10V
Motorisation : 1 moteur
Revêtement : 100% polyester
Poids maximum utilisateur : 130 kg
Densité mousse assise : 28 kg/m3
Densité mousse dossier : 28 kg/m3
Densité mousse accoudoirs : 28 kg/m3
Largeur assise: 45 cm
Hauteur assise: 45 cm
Profondeur assise: 52 cm
Profondeur totale: 92 cm
Largeur totale: 68 cm
Hauteur totale: 102 cm
Longueur en inclinaison : 172 cm
Garantie: 2 ans
Poids net 36 kg
Télécommande : filaire 2 boutons avec port usb

Installation :

Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation.

L'installation du fauteuil de repos électrique Domitec est simple et rapide.

Commencez par positionner le fauteuil releveur électrique à proximité d'une prise électrique standard. Le sol doit être de niveau, sec et offrir un espace suffisant pour une bonne utilisation des fonctions du fauteuil releveur. (Inclinaison du dossier).

Suivez les étapes ci-dessous afin que votre fauteuil relax Domitec soit fonctionnel :

Positionnez le dossier de votre fauteuil releveur au minimum à 60 cm de l'obstacle le plus proche.

Stabilisez votre fauteuil releveur.

Placez au sol le transformateur dans un endroit ventilé et non gênant.

Positionnez le câble d'alimentation du fauteuil afin qu'il ne se coince pas entre le cadre et le mécanisme du fauteuil releveur.

Branchez le câble dans le transformateur externe.

Pour finir, reliez votre cordon d'alimentation à votre prise murale.



FT 115272 V02 01/2025

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis. Documents et photos non contractuels