

TRICYCLES 2202 - Standard





<p>Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2202 sauront plaire au plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance. Les cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chute et rendre l'enjambement plus naturel.</p> <p>Guidon réglable en hauteur et en inclinaison Selle ajustable en hauteur Frein V-brake avec position parking Pignon fixe pour plus de sécurité Panier arrière sans supplément, Garde-boue de série et klaxon Différentes configurations disponibles Poids utilisateur max: de 40kg Garantie 2 ans hors pièces d'usure Tricycles orthopédiques pour enfants</p>	<p>Modèle Aqua</p>  <p>Modèle Safari</p> 	<p>Date et cachet de la société :</p>
<p>Prescription Médicale : Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire</p> <p>Qui peut prescrire ? Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</p>	<p>Agence de Phalempin : Tel : 03.28.55.07.98 Fax : 03.20.90.28.89</p> <p>Agence de Cournon : Tel : 04.73.60.82.40 Fax : 04.73.77.95.94</p>	

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.


= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882






A partir de 2 ans.
Distance sol-selle 50-64 cm
Distance selle-pédale 39-52 cm







Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Pour Rappel : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT				1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
Pour Rappel: Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1				94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 <i>En cas de renouvellement à l'achat</i>				47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON				47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
Pour Rappel: Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 <i>sans PLV</i>				246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737




= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

CHÂSSIS							
Type	Cycle à roues multiples pourvu d'une selle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Châssis fixe	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière <i>(Tous les modèles)</i>	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Klaxon	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	Eclairage avant & arrière
MODE DE PROPULSION							
Type							
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Pignon							
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
GUIDON							
S1	Guidon classique	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
DOSSIER						
Système de maintien du tronc						
Cales-hanches						
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
Supports dorsaux						
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
Supports dorsaux + Cale-hanches						
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
ASSISE						
Selle						
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)		S	<input type="radio"/>	-	-
E18A	Selle type "banane" ajustable en angle (Incompatible avec P1, P2 et P3)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
Tige pour fixation selle						
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur (hauteur + 5cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
PÉDALES						
Pédales						
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
Pédales à fixations velcro						
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
						
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro						
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Gauche		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Droit		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-
						
						



Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
ACCESSOIRES						
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier						
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)						
Sangle thoracique						
00.01	Bande multi-usage neoflex					 00.01
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	9961008	
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
00.02	Extension bande multi-usage neoflex					 00.02
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	9961008	
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		
20.01	Support thoracique large neoflex					
2997879	o X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	9961008	
2997880	o Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997881	o Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997882	o Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997883	o X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
20.02	Support thoracique large avec zip neoflex					
2997842	o X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	9961008	
2997843	o Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997844	o Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997845	o Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997846	o X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
20.03	Support thoracique étroit neoflex					
2997874	o X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	9961008	
2997875	o Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997876	o Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997877	o Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997878	o X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
20.04	Support thoracique étroit neoflex					
2997859	o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	9961008	
2997860	o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997861	o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997862	o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997863	o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : **Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Dispositifs de positionnement de l'épaule							
Harnais épaule							
20.05	Harnais d'épaules neoflex					Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008
2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
20.06	Harnais d'épaules boucle sac à dos neoflex						9961008
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		




MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs


PAP des membres inférieurs																	
40.02	Maintien de cheville neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913										
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>14 cm - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>17 cm - 20 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19 cm - 23 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>22 cm - 29 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>28 cm - 33 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A		XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm		
A																	
XS	14 cm - 17 cm																
S	17 cm - 20 cm																
M	19 cm - 23 cm																
L	22 cm - 29 cm																
XL	28 cm - 33 cm																



SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles neoflex Forfait A et Forfait B								
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)			<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €	Forfait A et Forfait B	9961008/ 9922913
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)			<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €		
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)			<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €		
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)							
1920918		Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920919		Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920920		Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920921		Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920922		Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920923		Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			



Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			

TOTAL :

Commentaires :

Comment choisir son tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (JL) - distance totale, jambe tendue, du pli de l'aine jusqu'au sol. Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sur table et selle-pédale ci-dessous.

2202	2215	2217	2219
Distance au sol 32 à 34 cm	41 à 43 cm	47 à 49 cm	51 à 53 cm
Distance au guidon 39 à 41 cm	46 à 48 cm	52 à 54 cm	56 à 58 cm

2202 - Modèle AGORA - 160cm
 2215 - Modèle HAPPY - 160cm
 2217 - Modèle HAPPY - 160cm
 2219 - Modèle LADOLE - 160cm

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse? Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe - Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.
 Pignon libre - Vous pouvez pédaler en avant uniquement.