

# RESMED

## Swift™ FX Nano

DOCUMENT  
À DESTINATION DES  
PROFESSIONNELS

**NOUVEAU**



**Swift FX Nano : le nouveau masque compact pour faciliter le traitement de vos patients.** Son coussin nasal souple peu encombrant et son harnais discret dégagent le visage, pour un sentiment de liberté toujours plus grand et une respiration facilitée. Enfin un masque confortable pour vos patients !

Les avantages pour vous ...

#### **Tous les atouts du masque Swift FX**

Le Swift FX Nano offre un champ de vision dégagé, la fiabilité et le confort qui font la renommée de la gamme Swift, associés à la facilité de respiration qu'offre un coussin nasal.

#### **Réglez le masque une bonne fois pour toutes**

Il s'ajuste rapidement et nécessite peu de réglages.

#### **Simple à utiliser et à réassembler après le nettoyage**

Avec seulement 3 composants, le Swift FX Nano est facile à mettre en place, vous permettant de gagner du temps lors de son installation.

#### **Assure une étanchéité confortable**

Son joint sphérique lisse pivotant à 360° contribue à maintenir l'étanchéité, assurant confort et souplesse d'adaptation.

#### **Conçu pour faciliter l'acceptation de l'utilisateur**

Le masque Swift FX Nano est léger et compact, avec un harnais au design discret et peu encombrant, ce qui encourage les patients à accepter et à poursuivre leur traitement.

... et pour vos patients

#### **Léger et confortable**

Il allie la légèreté du masque narinaire Swift FX et le confort procuré par un masque nasal.

#### **Sensation de liberté**

Grâce à son champ de vision dégagé, le masque Swift FX Nano permet aux patients de regarder la télé ou de lire confortablement, tout en poursuivant le traitement.

#### **Choix de la position de sommeil**

Le masque Swift FX Nano s'adapte aux mouvements de l'utilisateur lorsque celui-ci bouge pendant son sommeil : les patients peuvent donc dormir dans différentes positions.

#### **Silencieux**

Les orifices de ventilation perfectionnés diffusent l'air de manière à assurer une utilisation silencieuse du masque : 25 dBA seulement.\*

\* Valeurs d'émission sonore à deux chiffres déclarées (avec une incertitude de 3 dBA) conformément à la norme ISO 4871.



**Swift™ FX Nano**  
MASQUE NASAL



## Petit, léger et attrayant

Grâce à son design compact permettant un contact réduit avec le visage (absence de support frontal), à son harnais simplifié (seulement 2 points de réglage) et à son poids léger, le Swift FX Nano procure aux patients confort et sentiment de liberté.

Les patients souffrant d'apnée du sommeil recherchent souvent le masque le plus petit, le moins envahissant et le plus confortable qu'ils puissent trouver. Avec le lancement du masque Swift FX Nano, les patients peuvent à présent bénéficier du confort procuré par un masque nasal dans une forme plus compacte et attrayante.

### Harnais à ajustement rapide

avec encoches à réglage facile sur la sangle supérieure. Réglez-le une fois puis oubliez-le !

### Sangle SoftEdge™

douce et confortable avec des attaches à réglage rapide

### Coussin nasal souple

le coussin à double jupe et la technologie Spring-Air assurent l'étanchéité et un grand confort

### Joint sphérique ultra-lisse

avec mouvement sans entrave à 360°, permettant une souplesse d'adaptation

### Orifices de ventilation diffus ultra-silencieux

évacuant doucement l'air en l'éloignant de l'utilisateur et de son partenaire

### Raccord novateur

permettant au tuyau de se déplacer indépendamment du coude

**Circuit respiratoire Spring-flex**  
réduit toute traction exercée sur le masque, améliorant le confort sur le visage



### Seulement 2 points d'attache

contact réduit avec le visage offrant ainsi un sentiment de liberté au patient

Attache facile du harnais

## Codes produit

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Masque Swift FX Nano (standard) | <b>62202</b> |
| Masque Swift FX Nano (wide)     | <b>62253</b> |



**ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australie

**Distribué par :** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis. **[CE/REP]** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RW, R.U. Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Swift, SoftEdge et Spring Air Technology sont des marques commerciales de ResMed Ltd déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales.

**Swift FX Nano :** Masque nasal destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients de plus de 30kg à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier. **Dispositif médical de classe :** IIa. - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). © 2013 ResMed Ltd. Les spécifications peuvent changer sans préavis. 1016006/1 2013-05