

bf MASS 2

Pèse personne impédancemètre
Body fat analyzer

Santé / Health



Complet / Complete

- Affiche 9 données de mesure: Poids (kg) – IMC – Masse hydrique (%) – Masse osseuse (%) – Taux métabolique de base – Masse grasseuse (%) – Masse musculaire (%) – graisse viscérale – protéines (%).
- Indicateur de l'état de santé corporel selon le calcul de l'IMC : maigreur, corpulence normale, surpoids.
- Deux modes de profil défini par l'utilisateur : Standard ou athlète.
Mode athlète : algorithme adapté aux sportifs (+ de 12 heures par semaine).
- Mémoire distinguant 10 utilisateurs stockés automatiquement avec personnalisation des profils: genre, taille (100-240cm), âge (10-99 ans).
- 4 électrodes de haute performance pour une mesure plus précise.
- *Displays 9 measurement data: Weight (kg) – BMI – Water mass (%) – Bone mass (%) – Basic metabolic rate – Fat mass (%) – Muscle mass (%) – Visceral fat – proteins (%).*
- *Indicator of body health according to BMI calculation: thinness, normal body size, overweight.*
- *Two user-defined profile modes: Standard or Athlete.*
Athlete mode: algorithm adapted to athletes (more than 12 hours per week).
- *Memory distinguishing 10 automatically stored users with customization of profiles: gender, size (100-240cm), age (10-99 years).*
- *4 high-performance electrodes for more accurate measurement.*



Pratique / Convenient

- Affichage de chaque donnée 3 fois pendant de façon rotative pour une lecture facilitée.
- Plateau en verre trempé très résistant.
- Large écran LCD (8.6x4.1cm) rétro-éclairé noir et blanc – 3 touches tactiles fluides pour le paramétrages des profils – grands chiffres (2.6cm) pour une lecture parfaite.
- Capacité de pesage jusqu'à 180kg – Précision 100g.
- Arrêt automatique après 10 secondes d'inactivité – Allumage par simple contact.
- *Display of each data 3 times during a rotating way for easy reading.*
- *Very resistant tempered glass top.*
- *Large black and white (8.6x4.1cm) backlit LCD display – 3 soft touch buttons for profile settings – large digits (2.6cm) for perfect reading.*
- *Weighing capacity up to 180kg – 100g accuracy.*
- *Auto Shutdown after 10 seconds of inactivity – Single Touch Ignition.*

Informations commerciales & Spécifications techniques / Business Information & Technical specifications

Référence produit / Product reference: bfMASS 2 Modèle fabricant / sku number: B2021 Coloris / color: Noir / Black	EAN : 3760207240209 DEEE (Ecologic) : MAESP000000, 0.08€ HT (01/01/2026) HS Code : 84231090	Données produit / Product data: Dimension du produit / Product dimension: 300x300x23.5mm Poids / Weight : 1.2kg
Fonctions / Functions: Mesures composition corporelle (9 données) Body composition measurements (9 data) Indicateur d'état de santé ; maigreur, corpulence normal, surpoids Health status indicator; thinness, normal body size, overweight	Capacité de mesure du poids / weight measuring capacity :180 kg / 369 lb Précision / Division : 100g Mémoire / memory : 10 utilisateurs / 10 users	Données packaging / Giftbox data: Dimension du Packaging / Giftbox dimension: 335x325x32mm Poids / Weight : 1.50kg
Affichage / Display: LCD 81x41mm, retro-éclairage blanc / white backlight Grands chiffres / Large digits: 25.62 mm 3 Boutons tactiles / 3 touch buttons : UP / SET / DOWN	Paramétrage des profils / Configuration of profiles : Sexe : femme, homme, femme-athlète, homme athlète Sexe : female, male, athelete male, athlete female Rang taille /Rank size: 100 à 240cm Rang age / age Rank : 10 à 99ans	Données Master carton / Master carton data : Dimension master carton / master carton dimension: 370x365x325mm Poids brut / Gross Weight : 12.75kg Poids net / Net weight : 10.8kg Quantité par carton / Qty by carton: 8pcs
Technologie de prise de mesure / Measurement technology: 4 électrodes de grande précision 4 high precision electrodes	Piles / batteries: 3pcs x AAA, non fournies / not included	Contenu / Content : 1 appareil, manuel d'utilisation 1 device, instruction manual