

STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, BLEU, PAVILLON DOUBLE

Réf. DH7073_B



STÉTHOSCOPE IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, BLEU, PAVILLON DOUBLE



Réf. DH7073_B

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 47/30 mm)
 - Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
 - Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
 - Existe en Noir, Bleu ou Rouge
 - Également disponible en pavillon simple pour adulte
- Livré avec 1 paire d'embouts

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661041000076

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9018908400

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,350

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 19:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DH7073_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.