

FAUTEUIL RELEVEUR 1ere classe CIP 112812



2
MOTEURS

CODE BARRE: 8437009427804

COLORIS: Noir

REVÊTEMENT: Cuir

DIMENSIONS POSITION ASSISE (CM)				
l x P x H	Largueur d'assise	Hauteur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur de l'accoudoir
87*98*117	48	52	51	65

DIMENSIONS POSITION ALLONGÉE (CM)		
l x P x H	Profondeur d'assise	Hauteur du repose-pied
87*185*57	100	51

DIMENSIONS POSITION RELEVÉE	
l x P x H	Hauteur de l'accoudoir
87*95*158	71

DENSITÉ MOUSSE (kg/m3)	
Assise	Dossier
35	24

POIDS NET (2 cartons): 63 kg + 13 kg

POIDS BRUT (2 cartons): 68 kg + 15 kg

DIMENSIONS CARTON (2 cartons): 89*89*86 + 84*68*30