













Changes complets avec ceinture tena

Désignation	Tena Flex PLUS	Tena Flex PLUS	Tena Flex PLUS	Tena Flex PLUS	Tena Flex SUPER	Tena Flex SUPER	Tena Flex SUPER	Tena Flex SUPER	Tena Flex MAXI	Tena Flex MAXI	Tena Flex MAXI	Tena Flex MAXI
												
CIP	104489	104491	104831	105268	106713	106714	106715	106716	104490	104820	104821	105125
Taille	1/S	2/M	3/L	4/XL	1/S	2/M	3/L	4/XL	1/S	2/M	3/L	4/XL
Absorption	1530 ML	1830 ml	1994 ml	2560 ml	1870 ml	2190 ml	2292 ml	2906 ml	2654 ml	2979 ml	3601 ml	4476 ml
Gouttes	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
Tour de taille	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm
Dimension protection	710 X 300 mm	803 x 350 mm	863 x 410 mm	1030 x 520 mm	710 x 300 mm	803 x 350 mm	863 x 410 mm	1030 x 520 mm	710 x 300 mm	803 x 350 mm	863 x 410 mm	1030 x 520 mm
Quantité par sac	30 u	30 u	30 u	30 u	30 u	30 u	30 u	30 u	22 u	22 u	22 u	21 u
Quantité par carton	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs	3 sacs
Poids protection	69 g	81,3 g	89,9 g	121,2 g	81,5 g	93,8 g	104,4 g	138 g	112 g	120g	143 g	193 g
Poids sac	2,1 kg	2,5 kg	2,7 kg	3,6 kg	2,4 kg	2,8 kg	3,1 kg	4,1 kg	2,5 kg	2,6 kg	3,1kg	4 kg
Poids carton	6,5 kg	8 kg	8 kg	11 kg	7kg	8,5 kg	9,5 kg	12,5 kg	8 kg	8 kg	10 kg	13 kg