












Changes complets premia

Désignation	Prémia slip EXTRA	Prémia slip EXTRA	Prémia slip EXTRA	Prémia slip EXTRA	Prémia slip NUIT PLUS	Prémia slip NUIT PLUS	Prémia slip NUIT PLUS	Prémia slip NUIT PLUS	Prémia slip NUIT MAXI	Prémia slip NUIT MAXI	Prémia slip NUIT MAXI
											
CIP	107760	107772	107773	111102	107775	109832	109833	107779	110057	110058	109373
Taille	1/S	2/M	3/L	4/XL	1/S	2/M	3/L	4/XL	2/M	3/L	4/XL
Absorption	1800 ml	2250 ml	2500 ml	3200 ml	2300 ml	3200 ml	3700 ml	4100 ml	3600 ml	4200 ml	4400 ml
Gouttes	5	5	5	5	8	8	8	8	10	10	10
Tour de hanches	60 - 80 cm	70 - 110 cm	110 - 160 cm	140 - 175 cm	60 - 80 cm	70 - 110 cm	110 - 160 cm	140 - 175 cm	70 - 110 cm	110 - 160 cm	140 - 175 cm
Dimension protection	70 x 50	83 x 70	98 x 80	100 x 85	70 x 50	83 x 70	98 x 80	100 x 85	83 x 70	98 x 80	100 x 85
Quantité par sac	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u	20 u
Quantité par carton	4 sacs	4 sacs	4 sacs	4 sacs	4 sacs	4 sacs	4 sacs	3 sacs	4 sacs	4 sacs	3 sacs