

V300 XR

Fauteuils manuels standard & léger



Le fauteuil manuel pliant au look **ACTIF...**

4 hauteurs d'assise



Palettes repose-pieds réglables en inclinaison

Options

fauteuil présenté avec l'option roues arrières Viking



Roues 22"x 1 3/8 alu + mains courantes en alu anodisé Schwalbe Right Run



Roues 24"x1 1/8 alu + mains courantes en alu anodisé Schwalbe Right Run/DELFI



Roues 24" Viking



Roues 24" Spinergy Schwalbe Marathon



Roues 4" noires



Roues 5" noires



Poignées à pousser (ajustables en hauteur)



Roulettes anti-bascule



Roues de voyage



Repose-pieds avec palette monobloc



Repose-jambes manuels articulés

Plus d'options disponibles sur la fiche de mesure.

V300 XR

Fauteuils manuels standard & léger



- 4 hauteurs d'assise
- 5 profondeurs d'assise
- 9 largeurs d'assise (de 39 cm à 60 cm)
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Poche de rangement sous l'assise
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

Profondeur d'assise ajustable par déplacement du dossier et déplacement du croisillon



Assise et dossier réglables en tension

nouveau



Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur



570	390	440-470-500-530	300	4"	830-930	440-460-480-500-520	1040	>14*	130
600	420		350	5"		440-460-480-500-520	1040		130
620	440		400			440-460-480-500-520	1040		130
640	460					440-460-480-500-520	1040		130
660	480					440-460-480-500-520	1040		130
680	500					440-460-480-500-520	1040		130
740	550					490-510-530	1085		170
770	570					490-510-530	1085		170
810	600					490-510-530	1085		170

Photo non-contractuelle. *A partir de 14 kg dans sa meilleure configuration. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5kg et 1,5"

